

ergoselect 1000

Optionen/Zubehör

Option

Automatische Blutdruckmessung



Modul zur automatischen Blutdruckmessung
eingebaut im Ergometer (Typ P oder K)
Manschettenanschluß in der Bedieneinheit
inkl. Standard-Manschette
inkl. Armauflage
verschiedene Manschettengrößen erhältlich

erg161.901

Beinauflagen



gepolsterte Beinauflage
ansteckbar
Paar (rechts und links)
nachrüstbar

erg705.119

Pedalschuhe



Pedalschuhe mit Befestigungsriemen
längenverstellbar
inkl. montierten Pedalkurbeln
Paar (rechts und links)
nachrüstbar

erg705.120

C-Bogen Version



Spezialversion zum Unterfahren mit C-Bogen
z.B. für nuklearmediz. Untersuchungen
erhöhte Bodenfreiheit

erg161.911

Messung Sauerstoffsättigung (nur bei Typ "K")



Modul zur Messung der Sauerstoffsättigung
eingebaut im Ergometer
Steckanschluß für Sensor in der Bedieneinheit
inkl. Softtip-Sensor
unterschiedliche Sensoren erhältlich

erg161.907

Erweiterte Bedieneinheit Typ "K"



großes Grafikdisplay
integrierter Empfänger für Herzfrequenz-Brustgurt
Ergometrie
pulsgesteuertes Training
Konstantlast-Training
Intervalltraining
Testprogramme

erg161.905

Zubehör



Haltegriff

zusätzlicher Haltegriff
inkl. Befestigung (Halter) für Zubehörschiene

erg705.118



Armauflage, gebogen

Armauflage zur Blutdruckmessung
inkl. Befestigung (Halter) für Zubehörschiene

erg705.116



Armauflage (Katheteruntersuchung)

Edelstahl-Armauflage
schwenkbar, verstellbar
inkl. Befestigung (Halter) für Zubehörschiene

erg705.117



Infusionshalter, kpl.

Infusionshalter, mehrfach verstellbar
inkl. Befestigung (Halter) für Zubehörschiene

erg705.121

Sonstiges Zubehör / Ersatzteile



Manschette Standard (Zugbügel)

Standardgröße
für Armumfang 23 - 33 cm

erg705.088



Manschette groß (Zugbügel)

Manschette für extra starke Arme
für Armumfang 34 - 46 cm

erg705.090



Manschette Kind (Zugbügel)

Manschette für Kinder
für Armumfang 18 - 26 cm

erg705.092



Pedale

Satz link und rechts
inkl. Klettband

erg705.029



Befestigungsband für Pedalschuhe (Paar)

Ersatzband für Pedalschuhe
Kunststoff-Steckverschluß
inkl. Metallbügel, Schrauben etc.

erg705.325