



## Kinder-Ergometer ergoselect 150

- spezielle Sattelverstellung für Kinder
- verstellbare Pedalkurbeln (12 - 17 cm)
- durch Schnellwechseladapter bequem für größere Jugendliche und Erwachsene umrüstbar
- digitale und analoge Schnittstellen zu EKGs und PC-EKGs
- automatische Blutdruckmessung (optional, nachrüstbar)

# Technische Daten

<b>Ergometer</b>		<b>ergoselect 150</b>
Bremssystem		computergesteuerte Wirbelstrombremse
Belastung		6 - 999 Watt, drehzahlunabhängig
Genauigkeit		gemäß DIN VDE 0750-238
Drehzahlbereich		30 - 130 U/min
Patientengewicht (max.)		max. 60 kg (Kindersattel) / max. 160 kg (Standardsattel)
<b>Bedieneinheit</b>		
Anzeige / Patientenanzeige		Last, Drehzahl, Zeit, Blutdruck, Herzfrequenz (LCD) / Drehzahl (LED)
Tastatur		Folientastatur
grafische Anzeige (Lastkurve, Pulskurve)		○
<b>Ergometrie-Programme</b>		
frei programmierbar		10
feste Stufenprogramme (WHO, Hollmann etc.)		5
manuelle Lasteinstellung		●
<b>Trainingsprogramme</b>		
pulsgesteuertes Training (Polar-Empfänger integriert)		○
vordefinierte Leistungstests		○
<b>Erweiterungen</b>		
automatische Blutdruckmessung		○
Standardsattel mit Schnellspannadapter		○
<b>Schnittstellen</b>		
digital (RS-232) / analog (Soll-Last) / Fernstart		●
Anschluss an ERS Reha-System		○
<b>Sonstiges</b>		
Abmessungen, max. (L x B x H)		ca. 90 cm x 46 cm x 133 cm (max.)
Gewicht		61 kg
Stromversorgung		90-265 V / 50-60 Hz / 60 VA max.

● Standard ○ Option

## ergoline

ergoline GmbH  
Lindenstrasse 5  
72475 Bitz  
Germany

Tel.: +49-(0)-7431 - 9894 - 0  
Fax: +49-(0)-7431 - 9894 - 128  
email: [info@ergoline.com](mailto:info@ergoline.com)  
internet: [www.ergoline.com](http://www.ergoline.com)

Alle ergoline-Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach DIN EN ISO 13485:2003. Sie tragen alle das CE-Kennzeichen und erfüllen die Medizinrichtlinien 93/42/EWG.

Die Abbildungen in diesem Prospekt zeigen teilweise Optionen die nur gegen Mehrpreis erhältlich sind. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.