

ergoselect 200

Optionen/Zubehör

Option

Automatische Blutdruckmessung



Modul zur automatischen Blutdruckmessung
eingebaut im Ergometer (Typ P oder K)
Manschettenanschluß in der Bedieneinheit
inkl. Standard-Manschette
verschiedene Manschettengrößen erhältlich

erg161.901

Erweiterte Bedieneinheit Typ "K"



großes Grafikdisplay
integrierter Empfänger für Herzfrequenz-Brustgurt
Ergometrie
pulsgesteuertes Training
Konstantlast-Training
Intervalltraining
Testprogramme

erg161.905

Messung Sauerstoffsättigung (nur bei Typ "K")



Modul zur Messung der Sauerstoffsättigung
eingebaut im Ergometer
Steckanschluß für Sensor in der Bedieneinheit
inkl. Softtip-Sensor
unterschiedliche Sensoren erhältlich

erg161.907

Zubehör Training / Sport

Horizontale Sattelverstellung



Spezial-Aufsatz für Sattelstange
horizontale Verstellmöglichkeit
inkl. Schnellspannadapter (ohne Sattel)

erg705.084



Rennsattel

schmaler Spezialsattel (Aufnahme 22mm)

erg471.107



Schnellspan-Adapter für Standardsattel

ermöglicht schnellen Austausch des Sattels

erg705.308



Verstellbare Pedal-Kurbeln

Verstellbereich 125 - 170 mm
Satz (links + rechts)

erg705.085



Triathlonlenker

längenverstellbarer Adapter für Bedieneinheit
Triathlonlenker, kpl.

erg705.087



Herzfrequenz-Brustgurt "POLAR"

Erfassung und Übertragung der Herzfrequenz
für ergoselect-Ergometer mit "K"-Bedieneinheit

erg424.016

Zubehör Kinderergometrie

Sattelverstellung für Kinderergometrie



Spezial-Aufsatz für Sattelstange
Verstellmöglichkeit nach vorne-unten
inkl. Schnellspanadapter (ohne Sattel)
verstellbare Kurbeln + Kindersattel empfohlen
bis max. 60 kg Körpergewicht

erg705.080



Kindersattel

kleiner Spezialsattel für Kinder (Aufnahme 22mm)

erg471.110



Schnellspan-Adapter für Standardsattel

ermöglicht schnellen Austausch des Sattels

erg705.308



Verstellbare Pedal-Kurbeln

Verstellbereich 125 - 170 mm
Satz (links + rechts)

erg705.085

Sonstiges Zubehör / Ersatzteile



Kippsicherung 1 (Platte)

zur Erhöhung der Standsicherheit
2 Montagepositionen
erhöht das max. Patientengewicht auf 200 kg

erg705.300

Kippsicherung 2 (Klemmbügel zum Dübeln)



Spezialhalterung zum Festdübeln am Boden
Erhöhung der Standsicherheit (Kippschutz)
erhöht das max. Patientengewicht auf 200 kg
inkl. Spezial-Stellfüßen, Schrauben, Dübel

erg705.306



Manschette Standard (Zugbügel)

Standardgröße
für Armumfang 23 - 33 cm

erg705.088



Manschette groß (Zugbügel)

Manschette für extra starke Arme
für Armumfang 34 - 46 cm

erg705.090



Manschette Kind (Zugbügel)

Manschette für Kinder
für Armumfang 18 - 26 cm

erg705.092



Standardsattel

bequemer, breiter Sattel für Erwachsene

erg705.024



Pedale

Satz link und rechts
inkl. Klettband

erg705.029

Elektrodenleitung, Reha-Satz



3 St. Elektrodenleitung mit Ag/AgCl Kontakt
Länge 1.30 m
System 2000 Anschluß
inkl. Kennzeichner (L, R, N)

erg705.082

Elektrodenleitung, Druckknopf, Reha-Satz



3 St. Elektrodenleitung für Einwegelektroden
Länge 1.30 m

erg705.081

Elektrodenspray ergofluid, Flasche (12 St.)



hochwertiges Elektrodenspray
Inhalt 12 Sprühflaschen a 250 ml

erg105.524

Elektrodenspray ergofluid, Kanister 4l



hochwertiges Elektrodenspray
Kanister zum Nachfüllen
inkl. Sprühflasche

erg105.527