

Reha-Ergometer

Optionen/Zubehör

Optionen

Automatische Blutdruckmessung



Modul zur automatischen Blutdruckmessung
eingebaut im Ergometer (Typ P oder K)
Manschettenanschluß in der Bedieneinheit
inkl. Standard-Manschette
verschiedene Manschettengrößen erhältlich

erg161.902

Messung Sauerstoffsättigung



Modul zur Messung der Sauerstoffsättigung
eingebaut im Ergometer
Steckanschluß für Sensor in der Bedieneinheit
inkl. Softtip-Sensor
unterschiedliche Sensoren erhältlich

erg161.907

Komfort-Paket

stufenlose Höhenverstellung für Lenker
elektrische stufenlose Sitzhöhenverstellung

erg161.908

Elektroden-Sauganlage



im Bedienteil integrierte Sauganlage
3 steckbare Silikon-Leitungen mit AgAgCl-Saugnapf

erg161.910

Zubehör

Horizontale Sattelerstellung



Spezial-Aufsatz für Sattelstange
horizontale Verstellmöglichkeit
inkl. Schnellspannadapter (ohne Sattel)

erg705.084



Ablagekorb

erg705.316



Schnellspan-Adapter für Standardsattel

ermöglicht schnellen Austausch des Sattels

erg705.308



Verstellbare Pedal-Kurbeln

Verstellbereich 125 - 170 mm
Satz (links + rechts)

erg705.085



Herzfrequenz-Brustgurt "POLAR"

Erfassung und Übertragung der Herzfrequenz
für ergoselect-Ergometer mit "K"-Bedieneinheit

erg424.016

Sonstiges Zubehör / Ersatzteile



Kippsicherung 1 (Platte)

anschraubbare Bodenplatte
Erhöhung der Standsicherheit (Kippschutz)
2 Montagepositionen

erg705.300



Kippsicherung 2 (Klemmbügel zum Dübeln)

Spezialhalterung zum Festdübeln am Boden
Erhöhung der Standsicherheit (Kippschutz)
inkl. Spezial-Stellfüßen, Schrauben, Dübel

erg705.306



Manschette Standard (Zugbügel)

Standardgröße
für Armumfang 23 - 33 cm

erg705.088



Manschette groß (Zugbügel)

Manschette für extra starke Arme
für Armumfang 34 - 46 cm

erg705.090



Manschette Kind (Zugbügel)

Manschette für Kinder
für Armumfang 18 - 26 cm

erg705.092



Elektrodenleitung, Reha-Satz

3 St. Elektrodenleitung mit Ag/AgCl Kontakt
Länge 1.30 m
System 2000 Anschluß
inkl. Kennzeichner (L, R, N)

erg705.082



Elektrodenleitung, Druckknopf, Reha-Satz

3 St. Elektrodenleitung für Einwegelektroden
Länge 1.30 m

erg705.081



Elektrodenspray ergofluid, Flasche (12 St.)

hochwertiges Elektrodenspray
Inhalt 12 Sprühflaschen a 250 ml

erg105.524



Elektrodenspray ergofluid, Kanister 4l

hochwertiges Elektrodenspray
Kanister zum Nachfüllen
inkl. Sprühflasche

erg105.527



Standardsattel

bequemer, breiter Sattel für Erwachsene

erg705.024



Pedale

Satz link und rechts
inkl. Klettband

erg705.029